

iHIS — الذكاء الاصطناعي مدمج في نظام معلومات المستشفى

مستشفى واحد متصل، بمساعد سريري ذكي في كل خطوة، ونماذج تنبؤية محلية، ومحركات سلامة حتمية. الطبيب يقرر دائمًا.

أنظمة المستشفيات تخزن البيانات... لكنها لا تساعد لحظة القرار

الطبيب يقرأ عشرات النتائج، الصيدلي يفحص التداخلات يدويًا، والنتيجة الحرجة قد تنتظر في صندوق بريد.

أدوات ذكاء منفصلة

نماذج الذكاء الطبية موجودة، لكنها خارج سير العمل، بلا حوكمة ولا تدقيق ولا مسؤولية واضحة.

السلامة

الحساسية والتداخلات تعتمد على ذاكرة الطبيب وقوائم صغيرة. النتائج الحرجة بلا تصعيد مضمون.

وقت التوثيق

10-15 دقيقة لكل زيارة تُكتب يدويًا، ولا مساعدة في التشخيص التفريقي أو الترميز.

القواعد الحتمية هي المرجع · الذكاء يشرح ويلخص ويقترح · الطبيب يقرر · كل مخرج مُعلّم ومُدقّق

- الرئيسية > Physician Dashboard

الترشيح

Dr. Ahmed Mohamed.

مرحبًا، د. أحمد محمد

Monday, 07 September 2026 - Internal Medicine - Internal Medicine

المريض

صندوق الوارد

متابعات

0

اليوم · وحدة الاستدعاء

المهام

0

0 عالجة

نتائج معقولة

0

0 مختبر · 0 أشعة

تشخيصات جديدة

0

0 مشفوة إجمالاً

في انتظار

0

مستأجرون الآن

مرضى اليوم

0

0 مكتمل

محذورات السلامة

0

نتائج درجة مخفوفة

مخبر الأشعة الحديثة

محفص سلامة الأدوية عند الوصف

قواعد تحييد

تعمل دائمًا؛ الدلائل؛ يشجع فقط

علاج

علاج

علاج

كفاءة التنشيط

كفاءة الحثيرة

كفاءة الأشعة

كفاءة المسان

نجاح حثيرة، يؤكد القسط كل نتيجة

UNAVAILABLE • المساعد السريري الذكي

ملخص المريض، دعم الاستشارة، مستندات التوثيق، مراجعة السلامة، واتصال المريض، كل إجراء صريح ومراجع، ولا يُطلب في الملحق تلقائيًا.

كل أدوات الدكاء → ما الذي يحتاجه الطبيب أولاً؟

لا مواعيد اليوم

الوقت مناسب لمراجعة النتائج والمهام.

السلمة

1

المريض

1

التحمل

0

iHS

إدارة مستشفى كفاءات

UNAVAILABLE • المساعد الذكي

مركز الدكاء الاصطناعي

الرئيسية

المعاملة

المرضى

المواعيد

التصديق السريري

نتائج المختبر

التنبؤات السريرية

الاستشارات

العامل


أدوات الدكاء

Dr. Ahmed Mohamed

PHYSICIAN

AI Clinical Copilot: يقرأ الملف ولا يكتب فيه

- 32 إجراءً مقسّمة: المريض، التشخيصات، الاستدلال، التوثيق، السلامة، التواصل.
- كل إجراء يعرض أولاً بيانات موثّقة محلية، ثم سرد الذكاء عند الطلب.
- الإملاء الصوتي محلي (faster-whisper) ← "هيكل الملاحظة SOAP" ← مراجعة الطبيب ← حفظ.
- لا يُنشئ تشخيصًا ولا وصفة ولا يعدّل الملف تلقائيًا.



من الأشعة إلى الوصفة في 6 خطوات

1. المريض ومريض 360 ← 2. تقرير أشعة موقع: استرواح صدري ← 3. نتيجة حرجة تُكتشف بالقواعد + المصنّف ← 4. تنبيه + مهمة عاجلة + إشعار الطبيب ← 5. الإقرار والإجراء والتصعيد ← 6. وصفة أموكسيسيلين تُحجب بسبب حساسية البنسلين

iHIS مستشفى بنك أبوظبي

الرئيسية > Clinical - Demo Patient

Demio Patient

Male 07 MBN-000001

Potential drug interaction: HIGH DRUG INTERACTION

Essential (primary) hypertension • Type 2 diabetes mellitus without complications • Severe • Pencillin • HIGH DRUG INTERACTION

أحتمل 97% شبع الأكسجين

الخط الزمني

Sep 2026, 18:45:15
Follow-up (Scheduled)
Review HbA1c and adjust metformin dose
Clinical

Sep 2026, 20:04:04
Patient checked in
Appointment #1 - waiting for Dr. Ahmed Mohamed
Reception

Sep 2026, 18:12:04
Imaging ordered: X-Ray
Priority Urgent
Radiology

Sep 2026, 18:46:01
Document: Sample Lab Result
Documents

Sep 2026, 18:46:01
Admitted (ADM-1001)

البيانات

Potential drug interaction: HIGH
Ibuprofen may reduce antihypertensive effect of Lisinopril
Sep 2026 18:45:01

ملحظة الدل

الملاحظات

Sep 2026 18:45:15
Review HbA1c and adjust metformin dose

dd/mm/yyyy

سجل

المشاكل

119 Type 2 diabetes mellitus without complications
Moderate

الرئيسية

المريض

المواعيد

التصديق السريري

نتائج المختبر

التقارير المخبرية

الاستشارات

العمل

الإحالات

المرقبات

مهامي

قائمة القسم

الخدمات متعددة التخصصات

فصحة سريرية

اللاذخات

لوحدة الاستدعاء

Dr. Ahmed Mohamed
PHYSICIAN

iHIS مستشفى بنك أبوظبي

الرئيسية > Radiology AI

ذكاء الأشعة

AI UNAVAILABLE

مركز الذكاء


التقارير الأخيرة

التاريخ	المريض	الدراسة	النتائج	النتيجة
Sep 2026 05	ahmed mohamed	MRI	acute intraparenchymal hemorrhage	Signed
Sep 2026 04	Noura Saeed Al-Kaabi	X-Ray		Signed
Sep 2026 04	Sara Ibrahim Al-Mansoori	X-Ray	.Normal chest radiograph	Signed
Sep 2026 02	Khaled Abdullah Al-Naimi	X-Ray	.Displaced transverse fracture of the right femur	Draft
Sep 2026 01	Demio Patient	X-Ray	.Normal chest radiograph	Draft

Radiology Specialist
RADIOLOGIST

نماذج محلية صغيرة، صادقة الحالة

النموذج	الحجم	ما يفعله
أشعة الصدر — DenseNet-121	29 ميغا	18 نتيجة، النتائج الحرجة ← تنبيه
الكسور — YOLOv8	6 ميغا	يعلّم مناطق الكسر المحتملة
الجلدية — ResNet-50 + EfficientNet	200~ ميغا	نيوس/ميلانوما + Grad-CAM + مراجعة الطبيب
الأسنان — U-Net	90~ ميغا	تجزئة الأسنان البانورامية
الإملاء — faster-whisper	75 ميغا	كلام ← نص محليًا
الغياب — انحدار لوجستي	—	يتدرب على بيانات المستشفى نفسه



قواعد الإنذار المبكر NEWS2 عند كل قياس، qSOFA للإنتان، LACE لخطر إعادة الدخول عند الخروج. معيارية وقابلة للتفسير.	قواعد سلامة الأدوية حساسية وتفاعل متصالب وتداخلات من دليل المستشفى ومرجع DDInter (160 ألف زوج) لحظة الوصف.	قواعد النتائج الحرجة قواعد مع معالجة النفي + مصنّف نصي محلي على كل تقرير موقع؛ تصعيد تلقائي بعد 30 دقيقة للحرج.
--	---	--

🔔
📁

Vital Signs > الرئيسية

iHIS
مستشفى بذكاء اصطناعي

تسجيل العلامات الحيوية — Demo Patient

المرضى / العلامات الحيوية

🔍 مراجعة الأدوية بالذكاء

درجة الحرارة (°C)

ضغط الدم الانقباضي

ضغط الدم الانبساطي


معدل نبض القلب (bpm)

تسجيل بيانات حيوية جديدة

الرئيسية 🏠
التمريض ⬆️
مرضاهم 👤
سجل المرضى 🩺

بوابة بسيطة بلغة واضحة، والذكاء يشرح ولا يشخص

- صحتي · مواعيدي · أدويتي · نتائجي · مستنداتي · رسائلي.
- "اشرح لي" لكل نتيجة ودواء وموعد، على سجل المريض نفسه فقط.
- لا يقول أبدًا ابدأ/أوقف/غيّر دواءً؛ يحيل للطبيب وللطوارئ عند الحاجة.
- عربي وإنجليزي، ومتوافق مع قارئ الشاشة (WCAG 2.1 AA).



ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق به لأنه محكوم

100%

من مخرجات الذكاء مُعلّمة، مُدقّقة، وغير مكتوبة في الملف تلقائيًا

359

اختبار آلي + 7 رحلات متصفح حقيقية + فحص WCAG على 11 شاشة

0

روابط مكسورة عبر 13 دورًا و~1,500 صفحة (زاحف آلي)

ما الذي يميّز iHIS

- الذكاء الاصطناعي داخل سير العمل، لا بجانبه: زر واحد على كل صفحة.
- ستة نماذج محلية صغيرة (كلها أقل من 500 ميجا) تعمل بدون سحابة، ومساعد لغوي عبر Gemini بميزانية محكومة.
- القواعد الحتمية هي المرجع: النتائج الحرجة، سلامة الأدوية، الإنذار المبكر.
- الصدق التصميمي: كل أداة تعرض حالتها الحقيقية، وكل مخرج يقول "ليس تشخيصًا".
- جودة قابلة للقياس: 359 اختبارًا، رحلات متصفح، WCAG، صفر روابط مكسورة، عربي كامل.

شكرًا — التجربة الحية جاهزة على الجهاز المحلي.